

ACCU-CHEK® Instant

Roche



JEDNODUCHÉ MERANIE A **JASNÉ** **VÝSLEDKY**

s novou generáciou glukomera
Accu-Chek® Instant



NOVÁ GENERÁCIA GLUKOMERA Accu-Chek® Instant

Moderný a personalizovaný systém
na kontrolu diabetu

NOVÉ FUNKCIE:

- ▶ pamäť a pridané informácie o dátume a čase merania glykémie priamo v glukomeri.
- ▶ samostatné tlačidlo pre odstránenie použitého testovacieho prúžku z glukomera umožňuje bezpečnú manipuláciu.

Dátum/čas a pamäť

720 výsledkov merania glykémie s časom a dátumom priamo na glukomeri. Priemery hodnôt za 7, 14, 30 a 90 dní.

Ejektor testovacieho prúžku

Pohodlné a hygienické odstránenie prúžku stlačením tlačidla na bočnej strane glukomera.

Vloženie prúžku

Presne určené miesto na zavedenie testovacieho prúžku do glukomera.



Indikátor cieľového rozmedzia

Farebná škála pomáha okamžite vyhodnotiť nameranú hodnotu glykémie.

Široká aplikačná plocha

Testovací prúžok nasaje malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej aplikačnej ploche, ktorá je širšia ako pri iných značkách.





Rýchle, presné a intuitívne meranie s jasnými výsledkami.

Accu-Chek® Instant novej generácie
je malý, jednoduchý a spoľahlivý glukomer
bez nutnosti nastavovania.



Vysoká presnosť merania: Glukomer Accu-Chek® Instant spĺňa ešte
prísnejšie kritériá ako vyžaduje norma ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015.

Lahko čitateľný displej: Jasne čitateľný výsledok merania na veľkom
podsvietenom displeji je viditeľný za akýchkoľvek svetelných podmienok.

Okamžité výsledky merania: Nameraná glykémia sa zobrazí do 4 sekúnd.

Indikátor cieľového rozmedzia: Umožňuje zrozumiteľné pochopenie výsledkov
merania a stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu. Hodnoty cieľového
rozmedzia je možné upraviť podľa individuálnych potrieb každého pacienta.

Podľa záverov štúdie „**95 %** účastníkov súhlasilo s tým, že indikátor
cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant pomáha identifikovať
a správne vyhodnotiť vysoké a nízke hodnoty glykémie.“¹

1. Parkin CG, et al. Use of an Integrated Tool for Interpretation of Blood Glucose Data Improves
Correctness of Glycemic Risk Assessment in Individuals With Type 1 and Type 2 Diabetes.
J Diabetes Sci Technol. 2017, 11, 74-82.

Prehľadné a jednoduché sledovanie dát
Bezdrôtové prepojenie s aplikáciou mySugr.
Všetky svoje dáta máte kedykoľvek
k dispozícii vo svojom mobile.



3
4
2
6
1
7
8
5
9
0



Po spárovaní glukometra Accu-Chek® Instant s aplikáciou mySugr sa Vám automaticky aktivuje jej rozšírená **verzia PRO**.

Využívajte tak **ZDARMA** mnoho úžasných funkcií, napr:



zobrazenie
približnej hodnoty
glykovaného
hemoglobínu



možnosť zdieľania
dát vo viacerých
telefónoch (ideálne
pre deti a rodičov)



bolusový
kalkulátor



možnosť
pridávania fotiek
jedál



prehľadné PDF
reporty pre
lekára



automatické
zaznamenávanie
nameraných
hodnôt glykémie
z glukometra

Používanie glukometra Accu-Chek® Instant s aplikáciou mySugr podporuje personalizovaný spôsob dosiahnutia individuálnych cieľov a zlepšuje kvalitu života pacientov s diabetom.

Glukomer Accu-Chek® Instant

Súprava glukometra obsahuje:

- Glukomer Accu-Chek® Instant s batériami
- Odberové pero Accu-Chek® Fastclix
- 10 ks testovacích prúžkov
- Bezpečnostný zásobník so 6 lancetami
- Praktické puzdro



ŠÚKL kódy:

D98852 glukomer Accu-Chek® Instant

D98853 prúžky testovacie

Accu-Chek® Instant 50

**Bezplatná zákaznícka linka
Accu-Chek 0800 120 200**



**Stiahnite si svoju
appku mySugr:**



Ak sa chcete dozvedieť viac,
navštívte **www.accu-check.sk**

ACCU-CHEK a ACCU-CHEK INSTANT sú ochrannými známkami spoločnosti Roche.
mySugr je registrovaná ochranná známka mySugr GmbH. © 2021 Roche Diabetes Care

Roche Slovensko, s. r. o., Diabetes Care, Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto